

**Firma:**Basispreis: **Centuro S4** | 6 km/h

€ 2.983,19

Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h

€ 3.605,04

Kommission:

Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	●
Bodenfreiheit 115 mm	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 12° 21%	●
Wendekreis 1690 mm	●
Räder 12" Luft	●
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremse elektromagnetisch	●
Feststellbremse mechanisch	●
Ergonomischer Lenker	●
Lenksäule verstellbar	●
Motor und elektrische Ausstattung	
Motor 6 km/h, 550 W	●
Motor 10 km/h, 700 W	●
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	●
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	252,10
Ladegerät 5 A	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED Anzeige	●
Hupe	●
Beleuchtung gemäß StVZO	●
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	●
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	●

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	●
Sitz XL drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	150,-
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Rückspiegel rechts	●
Rückspiegelhalter rechts	●
Rückspiegel links*	25,21
Rückspiegelhalter links	2,60
Stockhalter für 1 Gehstock (für Montage am Multifunktionshalter)	122,80
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen)	97,10
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter	216,-
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter	46,40
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter	135,-
Transportbox abschließbar	199,-
Kennzeichenhalter für >6 km/h erforderlich**	24,10
Regenabdeckung	92,40
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	○

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

**In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis