

**Firma:**Basispreis: **Eltego**

€ 4.092,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.04.0175 | Max. Belastbarkeit 120 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite verstellbar 400 - 540 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 485 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 440 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 540 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze	158,40
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar mit anatomisch geformtem Griff	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite max. 25 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x 12V / 55Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24V / 5A	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Fahrpult</b>	€
abschwenkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterrad 12,5" x 2 1/4"   PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad 200 x 50 mm   PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	181,50
<b>Zubehör</b>	
Front- Rückstrahler	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockhalter	61,60
APINO Shopper	35,50
Werkzeugset	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis