



Firma:

Basispreis: **Pyro Light ohne TBB**

€ 1.088,-

Basispreis: **Pyro Light mit TBB**

€ 1.347,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.2054 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 380 410 430 450 480	<input type="radio"/>
520	45,50
Sitzhöhe vorne in mm 490	<input checked="" type="radio"/>
420 440 450 470 520 540	50,10
Sitztiefe einstellbar 420 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 380 - 450 mm	26,40
Sitzkissen Sitzbreite 480 mm	28,60
Sitzkissen Sitzbreite 520 mm	37,40
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhe 420 mm einstellbar 400 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken, Sitzbreiten 380 - 520 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenrohr ohne Lumbalknick	48,20
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	167,70
Kopfstütze*	206,80
Rückenbezug Vinyl	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Kombiseitenteil desk/lang/höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar links rechts	119,10
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Paar	67,-
Beinstützen waagrecht verstellbar Paar	236,80
BW-Beinstütze links rechts	118,40
Amputationsbeinstütze links rechts	172,70
Winkelverstellbare und feststellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8 " PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU	231,-
Vorderräder 6" x 1 1/4" Softgummi	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	86,90
Greifreifenüberzug 24" Paar	173,80
Speichenschutz transparent 24" Paar	159,50
Radstandverlängerung	<input checked="" type="radio"/>
Radauslegersatz vorne komplett	73,70
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	357,50
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	25,30
Einhandbremse mechanisch links rechts	97,50
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	208,50
Kippschutzrollen Paar	96,30
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Stockhalter	26,10
Therapietisch S (380-430) L (430-480) XL (520)	236,50
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	185,90
APINO Shopper	35,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silber Blau	<input type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis