



BESTELLFORMULAR

PYRO LIGHT OPTIMA

Leichtgewichtrollstuhl

Firma:

Basispreis: **Pyro Light Optima ohne TBB**

€ 1.499,-

Basispreis: **Pyro Light Optima mit TBB**

€ 1.758,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.2107 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm	
370 400 430 460 490	<input type="radio"/>
520	45,50
Sitzhöhe vorne in mm	
500	<input type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	50,10
425 450 475	50,10
Sitztiefe 425 mm (Standard) einstellbar 400-500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 370-460 mm	26,40
Sitzkissen Sitzbreite 490 mm	28,60
Sitzkissen Sitzbreite 520 mm	37,40
Sitzkissen Sitzbreite 550 mm	44,-
Sitzkissen Sitzbreite 580 mm	48,40
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 - 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze*	206,80
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwengbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm	33,50
BW-Beinstütze links rechts	118,40
Amputationsbeinstütze links rechts	172,70
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterrad 24" x 1" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8", 1 1/4" PU	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12" PU	231,-
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	30,40
Vorderrad 6" komplett	41,10
Greifreifenüberzug 24" Paar	121,-
Speichenschutz transparent 24" Paar	159,50
Radstandverlängerung	79,20
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	357,50
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	25,30
Einhandbremse mechanisch links rechts	97,50
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676,-
Montagelehre für Adapterplatte	208,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen	96,30
Sicherheitsgurt	29,50
Sicherheitsgurt XL	34,-
Stockhalter	26,10
Therapeutisch S (370-430) L (430-490) XL (490-520)	236,50
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	185,90
APINO Shopper	35,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	<input checked="" type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis

Version 01.02.2022 Preise zzgl. gesetzlich geltender MwSt., Technische Änderungen vorbehalten