



Firma:

Basispreis: **Taiga**

€ 8.729,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.3001 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite 415-615 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe einstellbar 410 - 560 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel einstellbar (-2° bis +10°)   manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +20°)   elektrisch	1.348,30
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsitz und -rücken 390 mm    440 mm    490 mm	583,60
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 530 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenhöhe Komfortsitz 630 - 670 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.348,30
Anpassrücken   nicht bei Komfortsitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze   nur in Verbindung mit Komfortsitz	158,40
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar   Stück links    rechts	118,40
Beinstütze elektrisch   Stück links    rechts	504,20
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite max. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x 12V/80 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24V/8 Ah   Standard	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Beleuchtung</b>	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fahrpult</b>	
abschwenkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
VR-2   bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
VR-2 Begleitersteuerung   komplett mit Halter	995,50
R-Net   bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.739,-
R-Net Begleitersteuerung   komplett mit Halter	1.368,40
Fahrpult    links    rechts montiert	<input type="radio"/>
Software PC-Programmer A + Kabel	572,-
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterrad 14"	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad 10"	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Rückspiegel   nur mit Halter montierbar	56,60
Halter für Rückspiegel komplett	78,30
Bordsteinheber	292,30
Stockhalter	61,60
APINO Shopper	35,50
Werkzeugset	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis