

**Firma:**Basispreis: **Terra**

€ 5.313,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.04.0098 | Max. Belastbarkeit 136 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite verstellbar 410 - 500 mm	●
Sitzhöhe 540 mm	●
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	●
Sitztiefe Grundeinstellung 450 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°)   manuell	●
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz und -rücken	583,60
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 550 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Anpassrücken	●
Kopfstütze	158,40
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	●
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwengbar mit anatomisch geformtem Griff	●
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar   Stückpreis links rechts	118,40
Fußplatte winkelverstellbar	●
Breitenverstellkulisse	124,70
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite max. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V / 55Ah	●
Ladegerät 24V / 5Ah	●

▼ Bitte ankreuzen

<b>Beleuchtung</b>	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
<b>Fahrpult</b>	
abschwengbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult links rechts montiert	○
VR-2 Begleitersteuerung   komplett mit Halter	995,50
Software PC-Programmer A + Kabel	572,-
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 230 x 70mm, PU	●
Umbau Bereifung PU auf Luft	181,50
<b>Zubehör</b>	
Kippschutzrollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
Bordsteinheber	292,30
Sicherheitsgurt	●
Stockhalter	61,60
Rückspiegel   nur mit Halter montierbar	56,60
Halter für Rückspiegel komplett	78,30
APINO Shopper	35,50
Werkzeugset	●
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis