



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Togo** € 2.676,-
HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
(einschließlich der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Togo für Sitzbreiten 52 bis 56 cm	222.-
Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h 6 Stufen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite: ca. 12 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigung / Gefälle: max. 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Akku Pack: 24 V 11.5 Ah Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsspannung: 24 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsräder: 200 x 50 Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse: elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Softwarepaket	98,60

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Akku Pack: 24 V 14,4 Ah	960,70
Adapterplatte für Schiebehilfe Togo Montage nur mit Klemmhalter möglich Satz	243,60
Klemmhalter für manuelle Rollstühle Satz	50.-
Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego	134.-
Montagelehre für Adapterplatte	208,50
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis