



Firma:

Basispreis: **Triton ohne TBB**

€ 2.499,-

Basispreis: **Triton mit TBB**

€ 2.758,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.7047 | Max. Belastbarkeit 125 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2023

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm	
Variante I: 360 - 430	<input type="radio"/>
Variante II: 430 - 500	
Sitzhöhe 415 mm mit Sitzkissen 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 420 - 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster mit Halter	102,-
Sitzbezug Dartex, Dunkelgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Komfortrücken anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel -3° - +43°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar 85 - 102 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Dunkelgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstützenverlängerung	72,60
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar, mit Armauflage	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker links rechts Stück	328,60

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung	
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Kippschutzrollen	96,30
Sicherheitsgurt	29,50
Therapeutisch	236,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis