



Firma:

Kunden-Nr.:

Kommission:

Datum:



**Kostenvoranschlag**

**Bestellung**

Basispreis: **VIA** € 3.324,-  
Modellnummer: **8600**  
Max. Benutzergewicht: **120 kg**

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite 430 mm	●
Sitztiefe 430 mm	●
Sitzhöhe 520 mm	●
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 560 mm	●
Schiebebügel	●
<b>Seitenteile</b>	
Armlehnen mit Armpolster (320x55 mm LxB)	●
<b>Bereifung</b>	
Vorderräder 8" PU	●
Hinterräder 12,5" Luft	●
<b>Beinstützen</b>	
Fußplatten hochklappbar	●
Unterschenkellänge 440 mm (490 mm mit Sitzkissen)	●

<b>Steuerung</b>	€
PG - VSI 50 A	●
<b>Geschwindigkeit</b>	
6 km/h	●
<b>Motor</b>	
2x 180 W	●
<b>Batterie</b>	
24 V / 20 Ah Lithium-Ionen, 450 Wh	●
Ladegerät 2,5A	●
<b>Zubehör</b>	
Stockhalter	●
<b>Rahmenfarbe</b>	
Weiß	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis