

**Firma:**Basispreis: **Centuro S4** | 6 km/h

€ 3.431

Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h

€ 4.146

**Kommission:**

Max. Belastbarkeit 160 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 115 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12°   21%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 1690 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 12"   Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motor und elektrische Ausstattung</b>	
Motor 6 km/h, 550 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 700 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	277,30
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitz XL drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	165,-
<b>Zubehör</b>	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegelhalter   rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   links*	19,80
Rückspiegelhalter   links	2,90
Stockhalter für 1 Gehstock (für Montage am Multifunktionshalter)	135,10
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen)	106,90
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter	237,60
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter	51,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter	53,50
Transportbox abschließbar	218,90
Kennzeichenhalter   für >6 km/h erforderlich**	26,60
Regenabdeckung	101,70
<b>Rahmenfarbe</b>	
Weiss    Anthrazit	<input type="checkbox"/>

\*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

\*\*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis