



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Centuro S7** € 4.533.-
 Max. Belastbarkeit 160 kg
 Basispreis: **Centuro S7 MAX** € 4.663.-
 Max. Belastbarkeit 160 kg
 Basispreis: **Centuro S7 XXL** € 5.046.-
 Max. Belastbarkeit 250 kg

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
Technische Daten			
Motor 15 km /h	●	X	X
Motor 10 km /h	X	●	●
Reichweite ca. 45 km	●	●	X
Reichweite ca. 35 km	X	X	●
Batterie 2 x 12 V / 80 Ah		●	
Ladegerät 8 A		●	
Räder 13" Luftbereifung		●	
Bodenfreiheit 130 mm		●	
Hindernishöhe 100 mm		●	
Steigfähigkeit 12° 21 %		●	
Wendebereich 2300 mm		●	
Standardausstattung			
Fahrwerksfederung vorne und hinten		●	
Bremsen elektromagnetisch		●	
Feststellbremse mechanisch		●	
Ergonomischer Lenker		●	
Lenksäule verstellbar		●	
USB-Port		●	
Cockpit mit LCD-Anzeige		●	
Hupe		●	
Rückspiegel Anbau rechts und links		●	
Beleuchtung gemäß StVZO		●	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h Variante)		●	

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
Sitz und Rücken			
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar			
- Sitztiefenverstellung	●	●	X
- Rückenlehne abklappbar			
- Armlehnen winkeleinstellbar			
Sitz XL drehbar, höhenstellbar	€ 165,- *	€ 165,- *	●
- Sitztiefenverstellung			
- Rückenlehne abklappbar			
- Armlehnen winkeleinstellbar			
Zubehör			
Einkaufskorb vorne, abnehmbar		●	
Fußmatte		●	
Getränkehalter		●	
Stockhalter für 1 Gehstock (für Montage am Multifunktionshalter)		€ 135,10	
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen)		€ 106,90	
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter		€ 237,60	
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter		€ 51,50	
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter		€ 53,50	
Transportbox abschließbar		€ 218,90	
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich **		€ 26,60	
Regenabdeckung		€ 101,70	
Rahmenfarbe			
Weiss			○
Anthrazit			

*Mehrpreis. Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung.
Dieser Preis weicht vom Einzelpreis ab.

**In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis X keine Option