

**Firma:**Basispreis: **Protego ohne TBB**

€ 2.488,-

Basispreis: **Protego mit TBB**

€ 2.757,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.02.7057 | Max. Belastbarkeit 130 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2028

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in mm <b>390</b> - 415 <b>440</b> - 465 <b>490</b> - 515	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 430 mm   ohne Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 420 - 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster   mit Halter	102,-
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	
Rückenpolsterung   anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe 580 - 640 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotte   mit Halter    links    rechts   Stück	104,30
Klemmhalter für Seitenpelotte   Stück	15,30
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenteile</b>	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen   Dartex Überzug	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker    links    rechts   Stück	328,60
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelvestellbar	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Bereifung</b>	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU   inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Transit-Version, Hinterräder 12" PU   Paar	231,-
Speichenschutz transparent 24"   Paar	159,50
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung   Stück	25,30
<b>Zubehör</b>	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	208,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Therapietisch	236,50
Zubehörpaket mit Therapietisch und Seitenpelotten	347,90
Infusions-/Oxygenflaschenhalter 110 mm    160 mm	185,90
APINO Shopper	35,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis