

**Firma:**Basispreis: **Protego SL ohne TBB**

€ 3.578.-

Kommission:Basispreis: **Protego SL mit TBB**

€ 3.847.-

Datum:

Max. Belastbarkeit 150 kg

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 440 - 465 490 - 515	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 520 - 600 mm mit Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 480 - 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe 540 - 650 mm mit Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotte mit Halter links rechts Stück	104,30
Klemmhalter für Seitenpelotte Stück	15,30
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen Dartex Überzug	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker links rechts Stück	328,60
Beinstützen	
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Transit-Version, Hinterräder 12" PU Paar	231,-
Speichenschutz transparent 24" Paar	159,50
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung Stück	25,30
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	208,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Therapietisch	236,50
Infusions-/Oxygenflaschenhalter* 110 mm 160 mm	189,90
APINO Shopper	35,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/>

* mit Togo nicht möglich

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis