



Firma:

Basispreis: **Pyro Start Plus SL ohne TBB**

€ 1.558.-

Basispreis: **Pyro Start Plus SL mit TBB**

€ 1.827.-

Kommission:

Max. Belastbarkeit 150 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 430 460 490 520	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 525 mm einstellbar von 525 - 600 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 460 mm einstellbar von 460 - 520 mm in 20 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 460-480 mm	33,-
Sitzkissen Sitzbreite 500-520 mm	37,40
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhe 460 mm einstellbar von 460 - 500 mm in 20 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Schieberohre tiefenverstellbar Paar *	167,70
Kopfstütze *	206,80
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar links rechts Stk.	119,10
Seitenteil höhenverstellbar mit Kombiarmpolster links rechts Stk.	135,90
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, mit anatomisch geformtem Griff	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Paar	67,-
BW-Beinstütze links rechts Stk.	118,40
Amputationsbeinstütze links rechts Stk.	172,70
Fußplatten mit Klett-Fersenbändern	<input checked="" type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre tiefenverstellbar nicht als Kombination montierbar

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12" PU	231,-
Vorderräder 8" x 1 1/4"	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 200 x 50 mm Paar	67,-
PU-Bereifung	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	86,90
Radstandverlängerung	<input checked="" type="radio"/>
Adapterblock	<input checked="" type="radio"/>
Speichenschutz transparent 24" Paar	159,50
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	357,50
Greifreifenüberzug 24" Paar	173,80
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	25,30
Einhandbremse mechanisch links rechts	97,50
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	208,50
Nachrüstsatz Transit	231,-
Kippschutzrollen Paar	96,30
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Stockhalter	26,10
Therapeutisch	236,50
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	185,90
APINO Shopper	35,50
HERKULES Schloss	25,50
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Anthrazit	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis