



Firma:

Basispreis: **S - VR ohne TBB**

€ 1.668,-

Basispreis: **S - VR mit TBB**

€ 1.937,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.5039 | Max. Belastbarkeit 120 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 400 440 480	<input type="radio"/>
Sitzhöhe 480 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 4°	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen 50 mm hoch	ab 26,40
Rücken	
Rückenhöhe 430 / 850 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenlehnenwinkel -4° - +30 / 82°* mech. Feststeller	<input checked="" type="radio"/>
Nackenstütze höhenverstellbar, gepolstert, abnehmbar	<input checked="" type="radio"/>
Polster Vinyl Schwarz	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile abnehmbar	<input checked="" type="radio"/>
Armauflage verlängert	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Nach außen abschwenkbar, längeneinstellbar, abnehmbar, waagrecht verstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 200 x 50 mm PU	<input checked="" type="radio"/>
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
Kippstützen Paar	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Therapietisch	236,50
Faltsperre	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Anthrazit	<input checked="" type="radio"/>

* Umbau nicht werkseitig

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis