



Firma:

Basispreis: **Centuro Mini**

€ 1.730.-

Kommission:

Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Motor 6 km/h - Reichweite ca. 15 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x12 V / 12 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 3 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 8" PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 55 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendebereich 1500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenker ergonomisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheinwerfer LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablagefach unter Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Stadionsitz drehbar, höheinstellbar - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel links*	19,80
Rückspiegelhalter links	2,90
Rückspiegel rechts*	19,80
Rückspiegelhalter rechts	2,90
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter	135,10
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter	237,60
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter	51,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter	53,50
Transportbox abschließbar	218,90
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="radio"/>

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis