



Firma:

Basispreis: **Centuro S2 | 6 km/h** € 2.793.-  
18.51.05.1044 | Max. Belastbarkeit 160 kg

Kommission:

Basispreis: **Centuro S2 | 10 km/h** € 3.373.-  
Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 80 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12°   21%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 1630 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 10"   Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motor und elektrische Ausstattung</b>	
Motor 6 km/h, 550 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 600 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegelhalter   rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   links*	19,80
Rückspiegelhalter   links	2,90
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen)	106,90
Kennzeichenhalter   für >6 km/h erforderlich**	26,60
Regenabdeckung	101,70
<b>Rahmenfarbe</b>	
Weiss    Anthrazit	<input type="checkbox"/>

\*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

\*\*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung     wahlweise ohne Aufpreis