



Konformitätserklärung zur Togo Adaptionstabelle

Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	Adaption Togo		
					möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
B+B	Pyro Light 1310	380, 410, 430, 450, 480	440 – 500	24" / 22"	ja	390	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro Light 1330	380, 410, 430, 450, 500	440 – 500	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro light XL 1320	510, 560	440 – 500	24" / 22"	ja	520	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro Light Optima 1331	370, 400, 430, 460, 490, 500	425 - 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Light Optima XL 1321	520, 550, 580* *(Anbau Togo nicht möglich)	425 - 500	24" / 22"	ja	520	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm Montagemöglichkeit Togo nur bis Sitzbreite 550 mm)
	Pyro Start 1350	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Start Plus 1352	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Start Plus SL 1360	430, 460, 490, 520	520 - 600	24"	ja	430	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 520 – 600 mm
	S-Eco 2 1030	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	S-Eco 300 1031	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	S-Eco 300 XL 1036	520, 550, 580* *(Anbau Togo nicht möglich)	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm Montagemöglichkeit Togo nur bis Sitzbreite 550 mm)
	S-Top bis 120kg Modell ab Juni 2001	380, 410, 430, 450, 480	440 – 500	24" / 22"	ja	400	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Protego 1531 / 1532 / 1533	390 - 415, 440 - 465, 490 - 515	430	24"	ja	390	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhe von 430 mm mit Adapterplatte 8010127000




Konformitätserklärung zur Togo Adaptionstabelle

Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	Adaption Togo		
					möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
INVACARE	Action 1 NG	410, 430, 450, 480, 510	510	24"	ja	410	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 510 mm
	Action 2 NG	380, 405, 430, 455, 480	510	24"	ja	405	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 510 mm
	Action 3 NG	380, 405, 430, 455, 480, 505	530	24"	ja	405	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 530 mm
	Action 3 NG (Trommelbremse)	380, 405, 430, 455, 480, 505	460	24"	ja	405	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 460 mm, Sitzbreite 480 mm mit Trommelbremse
	Action 3	380, 405, 430, 450, 455, 505	440	24"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Action 3 mit Trommelbremse	380, 405, 430, 450, 455, 505	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Action LT 2000			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
	Variable Euro C			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
MEYRA	1.750 Eurochair Vario	380, 400, 430, 460, 480, 500, 530	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	1.850 Eurochair	380, 400, 430, 460, 480, 500	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	3.600			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
	1.940			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
	1.751			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
	Polar			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
	3.600			24" / 22"	ja	380	Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus




Konformitätserklärung zur Togo Adaptionstabelle

Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	Adaption Togo		
					möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
SUNRISE MEDICAL	Breezy Basix	405, 430, 455, 480, 520	450	24"	ja	405	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 450 mm
	Breezy Basix 2	405, 430, 455, 480, 520	450	24"	ja	405	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 450 mm
	Breezy Elegance 205	380, 410, 440, 470, 500	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Breezy Entree 203	380, 410, 440, 470, 500	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Breezy Rubix	380, 405, 430, 455, 480, 520	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Breezy Rubix 2	380, 405, 430, 455, 480, 520	440	24"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Breezy Parix	380, 405, 430, 455, 480, 520	485	24"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 485 mm
	Breezy Parix 2	380, 405, 430, 455, 480, 520	485	24"	ja	380	Die Montage ist nur mit nach hinten montierter Adapterplatte (Radstandverlängerung) möglich Adaption geprüft bei Sitzhöhe 485 mm
SOPUR	Cassic 140 ohne Kunststoff Radadapter (753)	380, 420, 460, 490	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Classic 160 / Classic 100 (757)	380, 410, 430, 460, 480, 510	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Easy 160 i	380, 410, 430, 460, 480, 510	440	24" / 22"	ja / bedingt Radstan d	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Classic II / Trommelbremse 750	380, 420, 460	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Classic II / Trommelbremse 750	380, 420, 460	440	24" / 22"	ja	420	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Poligono	380, 420, 470	440	24" / 22"	ja	420	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Easy 300 (763)	380, 420, 490	440	24" / 22"	ja	420	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm



Konformitätserklärung zur Togo Adaptionstabelle

Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	Adaption Togo		
					möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
	Easy 200 (762)	380, 420, 500	440	24" / 22"	ja	420	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
OTTO BOCK	Avantgarde SL / V / TR / D / FL	320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500	440	20" / 22"	ja	360	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Start	380, 400, 420, 440, 460, 480	440	20" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
UNIROLL	Carat 2.930	380, 400, 430, 450, 490	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Clou	380, 400, 430, 450, 500	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Uniroll Moly		440		ja		Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus
DIETZ	Primo Amico	390, 420, 450, 480, 510	440	24" / 22"	ja	390	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	Primo Basico Mod. 2008	390, 420, 450, 480, 510	450	24" / 22"	ja	390	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 450 mm
	Caneo B	390, 420, 450, 480, 510	480 - 510	24"	ja	390	Adaption geprüft bei Sitzbreite 380 mm und Sitzhöhe 480 mm
	Caneo S	360, 390, 420, 450, 480, 510	420 - 510	24"	ja	390	Adaption geprüft bei Sitzbreite 450 mm und Sitzhöhe 470 mm
VERMEIREN	708 D	350, 390, 440, 500, 560	440	24" / 22"	ja	350	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
	R 708 T II	350, 390, 440, 500	440	24" / 22"	ja		Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
			440				




Konformitätserklärung zur Togo Adaptionstabelle

Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	Adaption Togo		
					möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
BEROLKA	Basic	380, 400, 430, 460, 480, 520	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
			440				
KÜSCHALL	Compact	380, 400, 430, 460, 480, 520	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
DAYS	Casa Nova	380, 400, 430, 460, 480, 520	440	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Sitzhöhe 440 mm
TREND- MOBIL	TMM Pflegestuhl				ja		Kompatibilität bestätigt durch Sanitätshaus

Bitte verwenden Sie zu Ihrer Unterstützung die B+B Togo Montageanleitung (Referenz-Montageprodukt B+B Leichtgewichtrollstuhl Pyro Light), welche Sie jederzeit von unserer B+B Homepage downloaden können

Probleme bei der Montage? Gerne übernehmen wir die Montagedienstleistung für Sie und erklären die Konformität

Karlsbad, den 09. März 2022, die Geschäftsleitung



Dr. Peter Göer