



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy RD 6 km/h** € 5.250,-
 HMV-Nr.: 18.50.04.0222 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Basispreis: **Ejoy RD 10 km/h¹** € 6.045,-
 Max. Belastbarkeit 140 kg

Bestellung in Standardkonfiguration

▼ Bitte ankreuzen

Produktkonfiguration

Teleskopierbares Sitzsystem		€
Sitzbreite mm Standard 420		
420 mm	470 mm	520 mm
Effektive Sitzbreite +50 mm via Seitenteile*		
Sitzkissen 50 mm hoch Nylon		
Kontur Sitzkissen Nachtgrau		
		256,00
Sitztiefe mm Standard 450		
400	425	450 475 500 525 550
Sitzhöhe mm ohne Sitzkissen Standard 425		
425	445	465 485 505 525 545
Sitzwinkel 0° - 20° manuell einstellbar		
		1.348,30
Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar		
		1.348,30
Anpaßbrücken Höhe 480 mm		
		326,00
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau		
Rückenwinkel 90° - 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen		
		1.348,30
Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar**		
1.348,30		
Seitenteile		
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm		
		●
Beinstützen		
Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar		
		●
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stück 118,40		
links	rechts	
Beinstütze elektrisch links rechts Stück 504,20		
Unterschenkellängen: Standard 370 mm		
Einstellbar 370 mm bis 530 mm***		
370	390	410 430 450 470 490 510 530
		●
Amputationsbeinstütze rechts links Stück 172,70		
Motor und Batterie		
Motor 6 km/h, 350 W		
		●
Motor 10 km/h, 350 W		
		●
Batterie 2 x 12 V/56 Ah		
		●
Reichweite bis zu 35 km		

*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

**Rückenwinkel 90° - 135° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

***Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

▼ Bitte ankreuzen

Ladegerät 24 V/5 A	●
Batterie 2 x 12V/80 Ah Aufpreis	277,30
Ladegerät 8 A Aufpreis	99,10
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	●
Fahrpult	
Abschwenkbar und längeneinstellbar	●
VR2 JSM-L	●
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	350,00
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	995,50
R-NET JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	2.739,-
R-NET Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.368,40
Fahrpult links rechts montiert	○
Begleitersteuerung links rechts montiert	○
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 13", Luft abriebfest, schwarz	●
Hinterrad 13", PU Blockprofil, grau Paar	283,40
Vorderrad 9", Luft abriebfest, schwarz	●
Vorderrad 9", PU Blockprofil, grau Paar	303,60
Antikipprollen	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●
Zubehör	
Beckengurt	●
Kopfstütze höhen- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter	206,80
Wadenband	46,00
Rückspiegel kompl. mit Halter Links Rechts Stück	134,90
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	61,60
Kennzeichenhalter	7,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

¹In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.