



Bischoff & Bischoff

Aufstellung über geprüfte Rollstühle nach ISO 7176-19 mit der Freigabe für die Behindertenbeförderung gemäß ISO 10542-2

Elektrorollstühle / Electric Wheelchair	Zugelassenes Nutzergewicht	ISO 7176-19
Terra	136 kg	✓
Triplex	136 kg	✓

Manuelle Rollstühle / Manual Wheelchair	Zugelassenes Nutzergewicht	ISO 7176-19
S-Eco 2	125 kg	✓
S-Eco 300	125 kg	✓
S-Eco 300 XL	170 kg	✓
Pyro Start	125 kg	✓
Pyro Start Plus	125 kg	✓
Pyro Light Optima	125 kg	✓
Pyro Light	125 kg	✓

Die üblicherweise vorhandenen Rollstuhl Kopfstützen dienen nicht für eine Unterstützung des Kopfes im Falle einer Kollision, wir empfehlen daher für die Behindertenbeförderung dringend eine BTW-feste Kopfstütze zu verwenden.

- Die auf den jeweiligen Typschildern gemachten Angaben, so wie die Hinweise in der jeweiligen Bedienungsanleitung und den Sicherheitshinweisen sind zu beachten.
- Die Angaben gelten im Regelfall nicht für Sonderanfertigungen der oben genannten Modelle.
- Für die mit Zusatzantrieben ausgestatteten manuellen Rollstühle sind die Angaben prinzipiell nicht gültig.