



Firma:

Kommission:

Datum:

Bestellung in Standardkonfiguration

▼ Bitte ankreuzen

Produktkonfiguration

Teleskopierbares Sitzsystem	€
Sitzbreite mm   Standard 420 420 mm   470 mm   520 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite   +120 mm via Seitenteile*	
Sitzkissen 50 mm hoch   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen   Nachtgrau	256,00
Sitztiefe mm   Standard 450 400   425   450   475   500   525   550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe mm   ohne Sitzkissen Standard 425 425   445   465   485   505   525   545	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20°   elektrisch verstellbar	1.348,30
Anpaßbrücken Höhe 480 mm	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau	326,00
Rückenwinkel 90° - 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkel 100° - 142°   elektrisch verstellbar**	1.348,30
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>
<b>Beinstützen</b>	
Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar   Stück links   rechts	118,40
Beinstütze elektrisch   links   rechts   Stück	504,20
Unterschenkellängen: Standard 370 mm Einstellbar 370 mm bis 530 mm*** 370   390   410   430   450   470   490   510   530	<input checked="" type="radio"/>
Amputationsbeinstütze   rechts   links   Stück	172,70
<b>Motor und Batterie</b>	
Motor 6 km/h, 350 W	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 350 W	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Reichweite bis zu 35 km	<input checked="" type="radio"/>

\*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

\*\*Rückenwinkel 90° - 135° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

\*\*\*Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

Basispreis: **Ejoy RD 6 km/h**

€ 6.045,-

HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Basispreis: **Ejoy RD 10 km/h<sup>1</sup>**

€ 6.840,-

Max. Belastbarkeit 170 kg

▼ Bitte ankreuzen

Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12V/80 Ah   Aufpreis	277,30
Ladegerät 8 A   Aufpreis	99,10
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
<b>Fahrpult</b>	
Abschwenkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L   mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	350,00
VR2 Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter	995,50
R-NET JSM-L-LED   mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	2.739,-
R-NET Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter	1.368,40
Fahrpult   links   rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung   links   rechts montiert	<input type="radio"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Hinterrad 13", Luft   abriebfest, schwarz	<input checked="" type="radio"/>
Hinterrad 13", PU   Blockprofil, grau   Paar	283,40
Vorderrad 9", Luft   abriebfest, schwarz	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 9", PU   Blockprofil, grau   Paar	303,60
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
<b>Zubehör</b>	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze   höhen- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter	206,80
Wadenband	46,00
Rückspiegel   kompl. mit Halter   Links   Rechts   Stück	134,90
Stockhalter für 2 Gehstöcke   Links   Rechts   Stück	61,60
Kennzeichenhalter	7,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

<sup>1</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen. Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis