



BESTELLFORMULAR

ALEVO ALEVO ALU ALEVO COUNTRY

Firma:

Kommission:

Datum:



Alevo

Alevo Alu

Alevo Country

▼ Bitte ankreuzen ● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis X keine Option

Varianten		
Alevo	Max. Belastbarkeit 130 kg Sitzfläche 445 x 220mm Schiebegriffe höhenverstellbar	€ 760,-
Alevo Alu	Max. Belastbarkeit 130 kg Sitzfläche 445 x 220mm Schiebegriffe höhenverstellbar	€ 498,-
Alevo Country	Max. Belastbarkeit 130 kg Sitzfläche 445 x 220mm Schiebegriffe höhenverstellbar	€ 629,-

	Alevo	Alevo Alu	Alevo Country
Sitz			
Sitzhöhe 510 mm	X	●	●
Sitzhöhe 585 mm	●	●	●
Bereifung			
Räder mit Designfelge	●	●	X
Profilbereifung Hinterrad-Set	88,-	88,-	●
Profilbereifung Vorderrad-Set	80,-	80,-	●
Zubehör			
Standardrückengurt	X	●	X
Komfortrückengurt	●	56,-	●
Sonnen-/Regenschirm	116,60	116,60	116,60
Stockhalter	30,50	30,50	30,50
Flaschenhalter	21,70	21,70	21,70
HERKULES Schloss	26,50	26,50	26,50
Rahmenfarbe			
Platin	X	○	○
Nachtblau	X	○	○
Carbon - Silber	○	X	X
Carbon - Mokka	○	X	X
Carbon - Aubergine	○	X	X

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm