Basispreis: **Ejoy RD XXL**

€ 14.040,-

HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

Gewicht	€
bis 200 kg	<input type="radio"/>
bis 250 kg nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	<input type="radio"/>
Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm	
580 mm 630 mm 680 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite +120 mm via Seitenteile*	
Sitzkissen 50 mm hoch Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen Nachtgrau	266,-
580 630 680	
Sitztiefe mm	<input type="radio"/>
420 445 470 495 520 545 570	
Sitzhöhe mm ohne Sitzkissen	<input type="radio"/>
435 455 475 490 515	
Sitzwinkel 0° - 20° manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar	1.402,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Anpaßrücken Höhe 500 mm	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	326,-
580 630 680	
Rückenwinkel 90° - 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar**	1.402,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar,	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm	
Beinstützen	
Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar	Stück 123,-
links rechts	
Beinstütze elektrisch	links rechts Stück 870,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Unterschenkellängen:	
370 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Amputationsbeinstütze	rechts links Stück 179,-

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

Motor und Batterie	€
Motor 6 km/h, 450 W HMV-Nr.: 18.50.04.5007	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 450 W HMV-Nr.: -----	874,-
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 8 A	<input checked="" type="radio"/>
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult	
Abschwenkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	364,-
nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung	
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.035,-
nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung	
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.423,-
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", PU Blockprofil, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", Luft abriebfest, schwarz Paar	295,-
Lenkrad 9", PU Blockprofil, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebfest, schwarz Paar	316,-
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör nächste Seite	

*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

**Rückenwinkel 90° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.


***Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2

1In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.



BESTELLFORMULAR

EJOY RD XXL
Elektrorollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze höhen- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter	215,-
Wadenband	48,-
Rückspiegel kompl. mit Halter	Links Rechts Stück 140,-
Stockhalter für 2 Gehstöcke	Links Rechts Stück 64,-
Kennzeichenhalter	44,-
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2

Version: 28.10.2022 Preise zzgl. gesetzlich geltender MwSt., Technische Änderungen vorbehalten