Basispreis: **Ejoy RD XL**

€ 6.286,-

HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

Teleskopierbares Sitzsystem	€
Sitzbreite mm <b>420 mm</b> 470 mm 520 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite   +120 mm via Seitenteile*	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg   Nachtgrau	In Arbeit
420mm 470 mm 520 mm	
Sitztiefe mm 400 425 <b>450</b> 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe mm   ohne Sitzkissen <b>430</b> 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20°   elektrisch verstellbar   nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	1.402,-
Anpaßrücken Höhe 500 mm	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau	In Arbeit
420 mm 470 mm 520 mm	
Rückenwinkel 90° - 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkel 100° - 142°   elektrisch verstellbar**   nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	1.402,-
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>
<b>Beinstützen</b>	
Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar   Stück 123,10	
links rechts	
Beinstütze elektrisch links rechts   Stück 524,30	
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Unterschenkellängen: <b>370</b> 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Amputationsbeinstütze rechts links   Stück 179,60	

\*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

\*\*Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

\*\*\*Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)


Motor und Batterie	€
Motor 6 km/h, 350 W   HMV-Nr. 18.50.04.3002	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 350 W <sup>1</sup>   -----	826,80
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah   Aufpreis	288,30
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A   Aufpreis	103,-
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
<b>Fahrpult</b>	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L   mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter	1.035,-
R-net JSM-L-LED   mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	2.848,-
R-net Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter	1.423,-
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="radio"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", PU   abriebfest, schwarz   Paar	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", Luft   abriebfest, schwarz   Paar	294,70
Lenkrad 9", PU   abriebfest, schwarz   Paar	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft   abriebfest, schwarz   Paar	315,70
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
<b>Zubehör</b>   nächste Seite	

<sup>1</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



# BESTELLFORMULAR

**EJOY RD XL**  
Elektrorollstuhl

**Firma:**

**Kommission:**

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Zubehör</b>				
Beckengurt				<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze   höhen- seiten und tiefenverstellbar, komplett mit Halter			215,-	
Wadenband			47,80	
Rückspiegel   kompl. mit Halter	Links	Rechts	Stück	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke	Links	Rechts	Stück	64,-
Kennzeichenhalter			43,60	
<b>Fahrgestell Farbe</b>				
Weiß				<input checked="" type="radio"/>

Basisausstattung     wahlweise ohne Aufpreis    2 v. 2