



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Neo XXL** | VR2 € 9.676,-Basispreis: **Neo XXL** | R-net € 9.936,-Basispreis: **Neo XXL** | verlängerter Sitz | VR2 € 11.184,-Basispreis: **Neo XXL** | verlängerter Sitz | R-net € 11.444,-

HMV-Nr.: 18.50.04.5003 | Max. Belastbarkeit 200 kg

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 450 mm   effektiv 400 - 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreite 520 - 600 mm	234,60
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe variabel 420 - 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°)   elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.637,-
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°)   manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsitz   nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen	642,30
Recarositz   keine elektrischen Verstelloptionen beim Sitz und Rücken möglich	3.430,-
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 440 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	2.276,-
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassrücken	175,60
Kopfstütze	164,70
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen manuell verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstütze waagrecht mit Längenausgleich, manuell   Stk. links rechts   nur mit Wadenpolster bestellbar	554,80
Wadenpolster für waagrecht verst. Beinstützen   Stk.	159,-
Elektrisch waagrecht verstellbare Beinstützen   Stk. links rechts   nur mit R-Net Steuerung bestellbar	1.475,-
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite max. 40 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Geschwindigkeit 10 km/h   inkl. StVZO-Paket	701,10
Batterie 2x 12V / 60 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Ladegerät 24V / 8 A	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rückstrahler, Blinker LED STVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fahrpult</b>	
rechts montiert	<input checked="" type="checkbox"/>
links montiert	49,60
abschwenkbar und längeneinstellbar links rechts	131,50
VR-2 Begleitersteuerung   komplett mit Halter	1.035,-
R-Net Begleitersteuerung   komplett mit Halter	1.423,-
Software Paket: Software, Kabel (VR-2)	572,-
Software Paket: Software, Kabel (R-net)	577,40
<b>Bereifung</b>	
Vorder- und Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 3.00 - 4, Luft   Hinterräder 3.00 - 8, Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbau Pannensichere Bereifung   RolkoFill	606,30
Umbau Luft Bereifung   Blockprofil	194,-
Umbau Pannensichere Bereifung   Blockprofil   RolkoFill	1.048,-
Radspritzschutz hinten   Paar nicht in Verbindung mit Blockprofil	341,70
<b>Zubehör</b>	
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	81,40
Stockhalter	64,-
Rückspiegel   nur mit Halter montierbar	58,80
Halter für Rückspiegel komplett	81,40
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung  wahlweise ohne Aufpreis