

**Firma:**Basispreis: **Protego ohne TBB**

€ 2.587,-

Kommission:Basispreis: **Protego mit TBB**

€ 2.856,-

Datum:

HM0-Nr.: 18.50.02.7057 | Max. Belastbarkeit 130 kg

PHM0-Nr.: 50.45.07.2028

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 390 – 415 440 – 465 490 – 515	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 430 mm ohne Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 420 – 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 – 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster mit Halter	106,-
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe 580 – 640 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel 0 – 44°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotte mit Halter links rechts Stück	108,40
Klemmhalter für Seitenpelotte Stück	15,90
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen Dartex Überzug	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker links rechts Stück	341,70
Beinstützen	
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelvestellbar	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Transit-Version, Hinterräder 12" PU Paar	240,20
Speichenschutz transparent 24" Paar	165,80
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung Stück	26,30
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.783,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	216,80
Ankipphilfe	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	30,60
Therapietisch	245,90
Zubehörpaket mit Therapietisch und Seitenpelotten	361,80
Infusions-/Oxygenflaschenhalter 110 mm 160 mm	193,30
APINO Shopper	36,90
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis