



Firma:

Basispreis: **Pyro Light ohne TBB**

€ 1.131,-

Basispreis: **Pyro Light mit TBB**

€ 1.400,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.2054 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm	
380 410 430 450 480	<input type="radio"/>
520	47,30
Sitzhöhe vorne in mm	
490	<input checked="" type="radio"/>
420 440 450 470 520 540	52,10
Sitztiefe einstellbar 420 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 380-450 mm	27,40
Sitzkissen Sitzbreite 480 mm	29,7
Sitzkissen Sitzbreite 520 mm	38,90
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhe 420 mm einstellbar 400 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken, Sitzbreiten 380 - 520 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenrohr ohne Lumbalknick	50,10
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	174,40
Kopfstütze*	215,-
Rückenbezug Vinyl	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Kombiseitenteil desk/lang/höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar links rechts	123,80
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Paar	69,60
Beinstützen waagrecht verstellbar Paar	246,20
BW-Beinstütze links rechts	123,10
Amputationsbeinstütze links rechts	179,60
Winkelverstellbare und feststellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 13,-" PU	240,20
Vorderräder 6" x 1 1/4" Softgummi	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	90,30
Greifreifenüberzug 24" Paar	180,70
Speichenschutz transparent 24" Paar	165,80
Radstandverlängerung	<input checked="" type="radio"/>
Radauslegersatz vorne komplett	76,60
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	371,80
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	26,30
Einhandbremse mechanisch links rechts	101,40
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.783,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	216,80
Kippschutzrollen Paar	100,10
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	30,60
Stockhalter	27,10
Therapietisch	245,90
S (380-430) L (430-480) XL (520)	
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	193,30
APINO Shopper	36,90
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silber Blau	<input type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis