



Firma:

Basispreis: **Pyro Light XL ohne TBB** € 1.131,-

Basispreis: **Pyro Light XL mit TBB** € 1.400,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.3020 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 510 560	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input checked="" type="radio"/>
420 440 450 470 520 540	52,10
Sitztiefe einstellbar 440 - 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 510 mm	36,60
Sitzkissen Sitzbreite 560 mm	45,70
Sitzbezug Vinyl	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Adaptersatz Rückenhöhenverstellung 400 - 440 mm	125,80
Anpassrücken	175,60
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	174,40
Kopfstütze*	215,-
Rückenbezug Vinyl	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Desk, abschwenkbar	<input type="radio"/>
Lang, abschwenkbar	<input type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar links rechts	123,80
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Paar	69,60
BW-Beinstütze links rechts	123,10
Amputationsbeinstütze links rechts	179,60
Winkelverstellbare und feststellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8 " PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 7" x 1 3/4" PU	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	90,30
Greifreifenüberzug 24" Paar	125,80
Speichenschutz transparent 24" Paar	165,80
Radauslegersatz vorne Stück	40,-
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	371,80
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	26,30
Einhandbremse mechanisch links rechts	101,40
Zubehör	
Togo Schiebehilfe** inkl. Anbauset	2.783,-
Teleskoprohre verlängert für SB 560 mm	224,20
Montagelehre für Togo Adapterplatte	216,80
Kippschutzrollen Paar	100,10
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	35,30
Stockhalter	27,10
Therapietisch für Seitenteile Desk	257,40
Therapietisch für Seitenteile Lang	245,90
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	193,30
APINO Shopper	36,90
Luftpumpe, Werkzeugset	<input checked="" type="radio"/>
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="radio"/>

** bei Sitzbreite 560 mm werden verlängerte Teleskoprohre benötigt

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis