

**Firma:**Basispreis: **Taiga**

€ 9.078,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.3001 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 415-615 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe einstellbar 410 - 560 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel einstellbar (-2° bis +10°) manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +20°) elektrisch	1.402,-
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsitz und -rücken 390 mm 440 mm 490 mm	606,90
Rücken	
Rückenhöhe 530 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenhöhe Komfortsitz 630 - 670 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.402,-
Anpassrücken nicht bei Komfortsitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze nur in Verbindung mit Komfortsitz	164,70
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stück links rechts	123,10
Beinstütze elektrisch Stück links rechts	524,30
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und Batterie	
Reichweite max. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x 12V/80 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24V/8 Ah Standard	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
VR-2 bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.035,-
R-Net bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.848,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.423,-
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Software PC-Programmer A + Kabel	594,80
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterrad 14"	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad 10"	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	58,80
Halter für Rückspiegel komplett	81,40
Bordsteinheber	303,90
Stockhalter	64,-
APINO Shopper	36,90
Werkzeugset	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis