



**Firma:**

**Kommission:**

**Datum:**

Basispreis: **Togo** € 2.783,-  
HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg  
(einschließlich der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

▼ Bitte ankreuzen

<b>Technische Daten</b>	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	<input checked="" type="radio"/>
Togo für Sitzbreiten 52 bis 56 cm	230,80
Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h   6 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	<input checked="" type="radio"/>
Reichweite: ca. 12 km	<input checked="" type="radio"/>
Steigung / Gefälle: max. 10 %	<input checked="" type="radio"/>
Akku Pack: 24 V 11.5 Ah   Standard	<input checked="" type="radio"/>
Betriebsspannung: 24 VDC	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsräder: 200 x 50   Vollgummi	<input checked="" type="radio"/>
Bremse: elektromagnetisch	<input checked="" type="radio"/>
Softwarepaket	102,50

▼ Bitte ankreuzen

<b>Zubehör</b>	€
Akku Pack: 24 V 14,4 Ah	999,10
Adapterplatte für Schiebehilfe Togo Montage nur mit Klemmhalter möglich   Satz	253,30
Klemmhalter für manuelle Rollstühle   Satz	52,-
Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego	139,30
Montagelehre für Adapterplatte	216,80
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung     wahlweise ohne Aufpreis