

**Firma:**Basispreis: **Triplex**

€ 5.764,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.0139 | Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 410 - 500 mm	●
Sitzhöhe 540 mm	●
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +20°) elektrisch	1.402,-
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz und -rücken	606,90
Rücken	
Rückenhöhe 550 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.402,20
Anpassrücken	●
Kopfstütze	164,70
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stück links rechts	123,10
Beinstütze elektrisch Stück links rechts	1.048,-
Fußplatte winkelverstellbar	●
Breitenverstellkulisie	129,60
Motor und Batterie	
Reichweite max. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V / 55Ah	●
Ladegerät 24V / 5Ah	●

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult links rechts montiert	○
VR-2 bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.035,-
R-Net bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.848,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.423,-
Software PC-Programmer A + Kabel	594,88
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 2.80/2.50 - 4, PU	●
Umbau Bereifung PU auf Luft	188,70
Zubehör	
Kippschutzrollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
Bordsteinheber	303,90
Sicherheitsgurt	●
Stockhalter	64,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	58,80
Halter für Rückspiegel komplett	81,40
APINO Shopper	36,90
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis