



**Firma:**

**Kommission:**

**Datum:**

Basispreis: **Centuro S7** € 4.714,-  
Max. Belastbarkeit 160 kg  
Basispreis: **Centuro S7 MAX** € 4.849,-  
Max. Belastbarkeit 160 kg  
Basispreis: **Centuro S7 XXL** € 5.247,-  
Max. Belastbarkeit 250 kg

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
<b>Technische Daten</b>			
Motor 15 km /h	●	X	X
Motor 10 km /h	X	●	●
Reichweite ca. 45 km	●	●	X
Reichweite ca. 35 km	X	X	●
Batterie 2 x 12 V / 80 Ah		●	
Ladegerät 8 A		●	
Räder 13"   Luftbereifung		●	
Bodenfreiheit 130 mm		●	
Hindernishöhe 100 mm		●	
Steigfähigkeit 12°   21 %		●	
Wendebereich 2300 mm		●	
<b>Standardausstattung</b>			
Fahrwerksfederung vorne und hinten		●	
Bremsen elektromagnetisch		●	
Feststellbremse mechanisch		●	
Ergonomischer Lenker		●	
Lenksäule verstellbar		●	
USB-Port		●	
Cockpit mit LCD-Anzeige		●	
Hupe		●	
Rückspiegel   Anbau rechts und links		●	
Beleuchtung gemäß StVZO		●	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h Variante)		●	

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
<b>Sitz und Rücken</b>			
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	●	●	X
Sitz XL drehbar, höhenstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	€ 171,-*	€ 171,-*	●
<b>Zubehör</b>			
Einkaufskorb vorne, abnehmbar		●	
Fußmatte		●	
Getränkhalter		●	
Stockhalter für 1 Gehstock (für Montage am Multifunktionshalter)	€ 140,50		
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen)	€ 111,10		
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter	€ 247,10		
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter	€ 53,50		
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter	€ 55,60		
Transportbox abschließbar	€ 227,60		
Kennzeichenhalter   für > 6 km/h erforderlich **	€ 27,60		
Regenabdeckung	€ 105,70		
<b>Rahmenfarbe</b>			
Weiss Anthrazit		○	

\*Mehrpreis. Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung.  
Dieser Preis weicht vom Einzelpreis ab.

\*\*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis X keine Option