

**Firma:**Basispreis: **S-Eco 2 ohne TTB**

€ 724,-

Basispreis: **S-Eco 2 mit TTB**

€ 983,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.02.0104 | Max. Belastbarkeit 125 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in mm 370    400    430    460    490	<input type="radio"/>
520	45,50
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen   Sitzbreite 370 - 490 mm	26,40
Sitzkissen   Sitzbreite 520 mm	37,40
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>	
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar    links    rechts	119,10
Seitenteil höhenverstellbar mit Kombiarmpolster links    rechts	135,90
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
BW- Beinstütze    links    rechts	118,40
Amputationsbeinstütze    links    rechts	172,70
Fußplatten mit Fersenband	<input checked="" type="radio"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterräder 24" x 1 3/8 "	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 7" x 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
PU-Bereifung	<input checked="" type="radio"/>
Speichenschutz transparent 24"   Paar	159,50
Radstandverlängerung   Paar	66,90
Einhandbetrieb   nur ohne TBB    links    rechts	357,50
Greifreifenüberzug 24"   Paar	173,80

▼ Bitte ankreuzen

<b>Rücken</b>	€
Rückenhöhe 400 mm	<input checked="" type="radio"/>
Schieberohre höhenverstellbar   Paar *	167,70
Kopfstütze   inkl. Befestigung **	206,80
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung   Stück	25,30
Einhandbremse   mechanisch    links    rechts	97,50
<b>Zubehör</b>	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.676
Montagehilfe für Adapterplatte	208,50
Kippschutzrollen   Paar	96,30
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	29,50
Stockhalter	26,10
Therapietisch	236,50
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	185,90
APINO Shopper	35,50
Nachrüstsatz Transit	231,-
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Anthrazit metallic	<input checked="" type="radio"/>

\* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis