

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy RD XXL** / 200 kg € 8.310,-

Mit VR2 Steuerung / max. Nutzergewicht 200 kg

HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Basispreis: **Ejoy RD XXL** / 250 kg € 14.654,-

Mit R-Net Steuerung / max. Nutzergewicht 250 kg

HMV-Nr.: 18.50.04.5007

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

| Teleskopierbares Sitzsystem | € |
|---|----------------------------------|
| Sitzbreite mm 580 mm 630 mm 680 mm | <input type="radio"/> |
| Effektive Sitzbreite +120 mm via Seitenteile* | |
| Sitzkissen 50 mm hoch Nylon | <input checked="" type="radio"/> |
| Kontur Sitzkissen Nachtgrau 580 630 680 | 266,- |
| Sitztiefe mm 420 445 470 495 520 545 570 | <input type="radio"/> |
| Sitzhöhe mm ohne Sitzkissen 435 455 475 490 515 | <input type="radio"/> |
| Sitzwinkel 0° - 20° manuell einstellbar | <input checked="" type="radio"/> |
| Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED | 1.402,- |
| Anpaßrücken Höhe 500 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau 580 630 680 | 326,- |
| Rückenwinkel 90° - 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen | <input checked="" type="radio"/> |
| Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar** nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED | 1.402,- |
| Seitenteile | |
| Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| Beinstützen | |
| Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar | <input checked="" type="radio"/> |
| Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stück 123,10 | |
| links rechts | |
| Beinstütze elektrisch links rechts Stück 870,- | |
| nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED | |
| Unterschenkellängen: 370 390 410 430 450 470 490 510 530 | <input type="radio"/> |
| Amputationsbeinstütze rechts links Stück 179,60 | |

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

| Motor und Batterie | € |
|--|----------------------------------|
| Motor 6 km/h, 450 W HMV-Nr.: 18.50.04.5007 | <input checked="" type="radio"/> |
| Motor 10 km/h, 450 W HMV-Nr.: ----- | 826,- |
| Batterie 2 x 12 V/80 Ah | <input checked="" type="radio"/> |
| Ladegerät 8 A | <input checked="" type="radio"/> |
| Beleuchtung | |
| Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO | <input checked="" type="radio"/> |
| Fahrpult | |
| Abschwenkbar und längeneinstellbar | <input checked="" type="radio"/> |
| VR2 JSM-L nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung | <input checked="" type="radio"/> |
| VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung | 364,- |
| VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung | 1.035,30 |
| R-Net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten | 1.063,90 |
| R-Net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter | 1.423,10 |
| Fahrpult links rechts montiert | <input type="radio"/> |
| Begleitersteuerung links rechts montiert | <input type="radio"/> |
| Bereifung | |
| Hinterradfederung | <input checked="" type="radio"/> |
| Antriebsrad 13", PU Blockprofil, schwarz Paar | <input checked="" type="radio"/> |
| Antriebsrad 13", Luft abriebfest, schwarz Paar | 295,- |
| Lenkrad 9", PU Blockprofil, schwarz Paar | <input checked="" type="radio"/> |
| Lenkrad 9", Luft abriebfest, schwarz Paar | 316,- |
| Antikipprollen | <input checked="" type="radio"/> |
| Radspritzschutz vorne und hinten | <input checked="" type="radio"/> |
| Zubehör nächste Seite | |

*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

**Rückenwinkel 90° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.


***Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2

1In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.



BESTELLFORMULAR

EJOY RD XXL
Elektrorollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

| Zubehör | | € |
|--|-------|----------------------------------|
| Beckengurt | | <input checked="" type="radio"/> |
| Kopfstütze höhen- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter | | 215,10 |
| Wadenband | | 48,- |
| Rückspiegel kompl. mit Halter | Links | Rechts Stück 58,90 |
| Halter für Rückspiegel | | 81,40 |
| Stockhalter für 2 Gehstöcke | Links | Rechts Stück 64,- |
| Kennzeichenhalter | | 43,70 |
| Fahrgestell Farbe | | |
| Weiß | | <input checked="" type="radio"/> |

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2