



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Togo** € 2.783,-
HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
(einschließlich der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Togo für Sitzbreiten 52 bis 56 cm	230,80
Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h 6 Stufen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite: ca. 12 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigung / Gefälle: max. 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Akku Pack: 24 V 11.5 Ah Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsspannung: 24 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsräder: 200 x 50 Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse: elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Adapterplatte für Schiebehilfe Togo Montage nur mit Klemmhalter möglich Satz	253,30
Klemmhalter für manuelle Rollstühle Satz	52,-
Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego	139,30
Montagelehre für Adapterplatte	216,80
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis