Basispreis: **Ejoy RD XL**

€ 5.871,-

HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

Teleskopierbares Sitzsystem	€
Sitzbreite mm 420 mm 470 mm 520 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite +120 mm via Seitenteile*	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg Nachtgrau	In Arbeit
420mm 470 mm 520 mm	
Sitztiefe mm 400 425 450 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe mm ohne Sitzkissen 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20° manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar	1.402,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Anpaßrücken Höhe 500 mm	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	In Arbeit
420 mm 470 mm 520 mm	
Rückenwinkel 90° - 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar**	1.402,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Abschwenkbar, Fußplatte breiten u. winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stück 123,10	
links rechts	
Beinstütze elektrisch links rechts Stück 870,-	
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED	
Unterschenkellängen: 370 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Amputationsbeinstütze rechts links Stück 179,60	

*Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

**Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

***Bei der Auswahl der Unterschenkellänge bitte beachten, dass diese in Kombination mit der gewählten Sitzhöhe genügend Bodenfreiheit bietet.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)


Motor und Batterie	€
Motor 6 km/h, 350 W HMV-Nr. 18.50.04.3002	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 350 W ¹ -----	827,-
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis	288,30
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A Aufpreis	103,-
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.035,-
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.423,-
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", PU abriebfest, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 13", Luft abriebfest, schwarz Paar	294,70
Lenkrad 9", PU abriebfest, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebfest, schwarz Paar	315,70
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör nächste Seite	

¹In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



BESTELLFORMULAR

EJOY RD XL
Elektrorollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör				
Beckengurt				<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze höhen- seiten und tiefenverstellbar, komplett mit Halter			215,-	
Wadenband			47,80	
Rückspiegel kompl. mit Halter	Links	Rechts	Stück	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke	Links	Rechts	Stück	19,95
Kennzeichenhalter			43,60	
Fahrgestell Farbe				
Weiß				<input checked="" type="checkbox"/>

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2