



Firma:

Basispreis: **Vida mit Begleiterbremse 13"** € 679.-

Max. Belastbarkeit 100 kg

Kommission:

Basispreis: **Vida mit Kniehebelbremse 22"** € 704.-

Max. Belastbarkeit 100 kg

Datum:

Sitz	€
Sitzbreite in mm 450 13" Hinterrad	<input checked="" type="checkbox"/>
450 22" Hinterrad	<input type="checkbox"/>
Sitzhöhe vorne 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 390 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Rückenhöhe 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken zur Hälfte abklappbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebegriffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile	
Seitenteile mit Armpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstützen	
Beinstützen abschwenk- und abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterschenkellänge einstellbar	
13" 400 - 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
22" 410 - 490 mm	<input type="checkbox"/>
Fußplatten hochklappbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen	
13" Feststellbremse für Begleitperson	<input checked="" type="checkbox"/>
22" Kniehebelbremse	<input type="checkbox"/>

Bereifung	€
Hinterräder	
13" 33,5 cm Gummi	<input checked="" type="checkbox"/>
22" 56,5 cm Gummi	<input type="checkbox"/>
Vorderräder 193 x 24 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Wadenband	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Grau	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt., Technische Änderungen vorbehalten

Version 14.07.2023