

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy FD XXL / 200 kg** € 9.350,-
Mit VR2 Steuerung | max. Nutzergewicht 200 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5008

Basispreis: **Ejoy FD XXL / 250 kg** € 15.065,-
Mit R-Net Steuerung | max. Nutzergewicht 250 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5008


▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm 580 mm 630 mm 680 mm Effektive Sitzbreite +120 mm via Seitenteile ¹	<input type="radio"/>
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg Nachtgrau 580 mm / Bestellnr. 8440920000 630 mm / Bestellnr. 8440921000 680 mm / Bestellnr. 8440922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 450 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0°– 20° manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0°– 20° elektrisch verstellbar nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau 580 mm / 630 mm / 680 mm 580 mm / Bestellnr. 8440923000 630 mm / Bestellnr. 8440924000 680 mm / Bestellnr. 8440925000	303,45
Rückenwinkel 90°– 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkel 100°– 142° elektrisch verstellbar ² nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED Bestellnr. 8440960000	1.402,20
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite 580 mm / Bestellnr. 8540386000 für Sitzbreite 630 mm / Bestellnr. 8540387000 für Sitzbreite 680 mm / Bestellnr. 8540388000	<input checked="" type="radio"/>
BW Beinstütze waagrecht verstellbar Stück komplett rechts oder links	123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003) links (Bestellnr. 1352351003)	
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-
nur mit Steuerungsmodul JSM-A-L oder JSM-L-LED links / Bestellnr. 8355361000 rechts / Bestellnr. 8355360000	
Unterschenkelängen: ³ 370 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001 rechts / Bestellnr. 1352370001	
Motor und Batterie	
Motor 6 km/h, 450 W HMV-Nr.: 18.50.04.5008	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 450 W ⁴ HMV Nr.: keine Komplettpreis links und rechts	827,-
Bestellnr. links 8440703000 / rechts 8440702000	
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A	<input checked="" type="radio"/>

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile²Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)⁴In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-L nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung BestellNr. 8355805000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8540846000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10
Fahrpult links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
Bereifung	
Vorderradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband 580 mm / BestellNr. 8540320000 630 mm / BestellNr. 8540321000 680 mm / BestellNr. 8540322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / BestellNr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter BestellNr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>