

Basispreis: Ejoy FD

€ 5.871,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0223 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


Table with 2 columns: Feature/Option and Price. Includes sections for Teleskopierbares Sitzsystem, Sitzkissen, Sitztiefe, Sitzhöhe, Sitzwinkel, Rückenlehnenpolster, Rückenwinkel, and Seitenteile.

Table with 2 columns: Feature/Option and Price. Includes sections for Beinstützen, Durchgehendes Fußbrett, BW Beinstütze, Beinstütze elektrisch, Unterschenkelängen, and Amputationsbeinstütze.

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

2Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

3Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Motor und Batterie	
Motor 6 km/h, 350 W HMV-Nr.: 18.50.04.0223	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 350 W ⁴ HMV Nr.: keine Komplettpreis links und rechts	2.694,-
Bestellnr. li. 8440703000, re. 8440702000	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis Stück	288,30
Bestellnr. 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A ⁵ Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten	364,-
Bestellnr. 8355805000	
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.035,30
Bestellnr. 8401829001	
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten	1.090,-
Bestellnr. 8540846000	
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter	1.423,10
Bestellnr. 8401829002	
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Vorderradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar	294,70
Bestellnr. 8440500000	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Bestellnr. 8440505000	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar	315,70
Bestellnr. 8440400000	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar	<input checked="" type="radio"/>
Bestellnr. 8440405000	
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter	215,-
Bestellnr. 8440917000	
Wadenband	47,80
420 mm / Bestellnr. 8440320000	
470 mm / Bestellnr. 8440321000	
520 mm / Bestellnr. 8440322000	
Rückspiegel links / rechts	140,30
Stück komplett mit Halter	
links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000	
rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048	
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter	43,60
Bestellnr. 8166750000	
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

⁴In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.