

Basispreis: Ejoy MD XL

€ 6.698,-

HMV-Nr.: 18.50.04.3004 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Table with 2 columns: Feature/Option and Price/Status. Includes sections for Teleskopierbares Sitzsystem, Sitzkissen, Sitztiefe, Sitzhöhe, Sitzwinkel, Rückenlehnenpolster, Rückenwinkel, and Seitenteile.


Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Table with 2 columns: Feature/Option and Price/Status. Includes sections for Beinstützen, Durchgehendes Fußbrett, BW Beinstütze, Beinstütze elektrisch, and Unterschenkelängen.

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

2Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

3Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
<b>Motor und Batterie</b>	
Motor 6 km/h, 350 W   HMV-Nr.: 18.50.04.3004	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 350 W <sup>4</sup>   HMV Nr.: keine Komplettpreis links und rechts	827,-
Bestellnr. li. 8440703000, re. 8440702000	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah   Aufpreis Stück	288,30
Bestellnr. 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24 V/8 A <sup>5</sup>   Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fahrpult</b>	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-A-L   mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten   Bestellnr. 8355805000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net JSM-L-LED   mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten   Bestellnr. 8540846000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen, gefedert	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband   420 mm / Bestellnr. 8440320000   470 mm / Bestellnr. 8440321000   520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel   links / rechts   Stück komplett mit Halter	140,30
links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000   rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter   Bestellnr. 8166750000	43,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>4</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

<sup>5</sup>Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.