

Basispreis: Ejoy MD

€ 6.287,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0224 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Beinstützen


Table with 2 columns: Description and Price. Rows include seat width (420 mm selected), seat depth (450 mm selected), backrest height (470 mm selected), backrest angle (100-142 degrees selected), and side panels (+25 mm selected).

Table with 2 columns: Description and Price. Rows include footrest (216,70 €), footrest width (123,10 €), electric footrest (870,- €), and knee length (179,60 €).

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

2Rückenwinkel 100°- 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

3Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Motor und Batterie	
Motor 6 km/h, 350 W HMV-Nr.: 18.50.04.0224	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 350 W ⁴ HMV Nr.: keine Komplettpreis links und rechts	827,-
Bestellnr. li. 8440703000, re. 8440702000	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis Stück	288,30
Bestellnr. 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24 V/8 A ⁵ Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-L	<input checked="" type="checkbox"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8355805000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8540846000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Fahrpult links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen, gefedert	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter	140,30
links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter Bestellnr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

⁴In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.