

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: Ejoy RD XXL / 200 kg € 8.310,-
Mit VR2 Steuerung | max. Nutzergewicht 200 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Basispreis: Ejoy RD XXL / 250 kg € 14.654,-
Mit R-Net Steuerung | max. Nutzergewicht 250 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Beinstützen

Table with 2 columns: Description and Price. Rows include: Sitzbreite mm (580 mm selected), Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg | Nylon, Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg | Nachtgrau, Sitztiefe mm (450 selected), Sitzhöhe hinten mm | ohne Sitzkissen (470 selected), Sitzwinkel 0° - 20° | manuell einstellbar, Sitzwinkel 0° - 20° | elektrisch verstellbar, Kontur Rückenlehnenpolster | Nachtgrau, Rückenwinkel 90° - 120° | manuelle Einstellung, 4 Stufen, Rückenwinkel 100° - 142° | elektrisch verstellbar, Seitenteile (selected).


Table with 2 columns: Description and Price. Rows include: Abnehm- und abschwengbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar, Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar | für Sitzbreite, BW Beinstütze waagrecht verstellbar, Beinstütze elektrisch | links / rechts | Stück, Unterschenkelängen, Amputationsbeinstütze | links / rechts | Stück, Motor und Batterie (Motor 6 km/h, 450 W selected), Batterie 2 x 12 V/80 Ah, Ladegerät 24 V/8 A.

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

2Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

3Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

4In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Beleuchtung		
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO		<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult		
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar		<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-L nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung		<input checked="" type="radio"/>
VR2 JSM-A-L mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung BestellNr. 8355805000	364,-	
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30	
R-net JSM-L-LED mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8540846000	1.090,-	
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10	
Fahrpult links rechts montiert		<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert		<input type="radio"/>
Bereifung		
Hinterradfederung		<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	294,70	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000		<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	315,70	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000		<input checked="" type="radio"/>
Antikipprollen		<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten		<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Zubehör		
Beckengurt		<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-	
Wadenband 580 mm / BestellNr. 8540320000 630 mm / BestellNr. 8540321000 680 mm / BestellNr. 8540322000	47,80	
Rückspiegel links / rechts links / rechts / BestellNr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 Stück komplett mit Halter	140,30	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-	
Kennzeichenhalter BestellNr. 8166750000	43,60	
Fahrgestell Farbe		
Weiß		<input checked="" type="radio"/>

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2