

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy FD XXL / 200 kg** € 9.350,-  
Mit VR2 Steuerung | max. Nutzergewicht 200 kg  
HMV-Nr.: 18.50.04.5008

Basispreis: **Ejoy FD XXL / 250 kg** € 15.065,-  
Mit R-Net Steuerung | max. Nutzergewicht 250 kg  
HMV-Nr.: 18.50.04.5008


▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm <b>580 mm</b> 630 mm 680 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite   +120 mm via Seitenteile <sup>1</sup>	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg   Nachtgrau   580 mm / Bestellnr. 8540920000   630 mm / Bestellnr. 8540921000   680 mm / Bestellnr. 8540922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 <b>450</b> 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm   ohne Sitzkissen 430 450 <b>470</b> 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0°– 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau   580 mm / 630 mm / 680 mm   580 mm / Bestellnr. 8540923000   630 mm / Bestellnr. 8540924000   680 mm / Bestellnr. 8540925000	303,45
Rückenwinkel 90°– 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar   für Sitzbreite 580 mm / Bestellnr. 8540386000 630 mm / Bestellnr. 8540387000 680 mm / Bestellnr. 8540388000	<input checked="" type="radio"/>
BW Beinstütze waagrecht verstellbar   Stück komplett rechts oder links	123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003)   links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen: <sup>2</sup> <b>370</b> 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze   links / rechts   Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001   rechts / Bestellnr. 1352370001	
Motor und Batterie	
Motor 6 km/h, 450 W   HMV-Nr.: 18.50.04.5008	<input checked="" type="radio"/>
Motor 10 km/h, 450 W <sup>3</sup>   HMV Nr.: keine   Komplettpreis links und rechts	827.-
Bestellnr. links 8440703000 / rechts 8440702000	
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A	<input checked="" type="radio"/>

<sup>1</sup>Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile<sup>2</sup>Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)<sup>3</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fahrpult</b>	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Elektrische Einstellmöglichkeiten</b>	
Ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten   nicht in Verbindung mit 250 kg Ausführung   BestellNr. 8445810000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter   BestellNr. 8401829001	1.035,30
Mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten   200 kg Ausführung / BestellNr. 8445812000   250 kg Ausführung / BestellNr. 8500848000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter   BestellNr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° - 20°   elektrisch verstellbar   BestellNr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° - 142°   elektrisch verstellbar <sup>4</sup>   BestellNr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch   links / rechts   Stück   links / BestellNr. 8355361000   rechts / BestellNr. 8355360000	870,-
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Vorderradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
<b>Zubehör</b>	
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband   580 mm / BestellNr. 8540320000   630 mm / BestellNr. 8540321000   680 mm / BestellNr. 8540322000	47,80
Rückspiegel   links / rechts   links / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000   rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter   BestellNr. 8166750000	43,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>4</sup>Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.