



Firma:

Kunden-Nr.:

Kommission:

Datum:

Kostenvorschlag

Bestellung

Basispreis: **VIA**

€ 3.456,-

Modellnummer: **8600**

Max. Benutzergewicht: **120 kg**

HMV-Nr.: 18.46.06.0004

Sitz	€
Sitzbreite 430 mm	●
Sitztiefe 430 mm	●
Sitzhöhe 520 mm	●
Rücken	
Rückenhöhe 560 mm	●
Schiebebügel	●
Seitenteile	
Armlehnen mit Armpolster (320x55 mm LxB)	●
Bereifung	
Vorderräder 8" PU	●
Hinterräder 12,5" Luft	●
Beinstützen	
Fußplatten hochklappbar	●
Unterschenkellänge 440 mm (490 mm mit Sitzkissen)	●

Steuerung	€
PG - VSI 50 A	●
Geschwindigkeit	
6 km/h	●
Motor	
2x 180 W	●
Batterie	
24 V / 20 Ah Lithium-Ionen, 450 Wh	●
Ladegerät 2,5A	●
Zubehör	
Stockhalter	●
Rahmenfarbe	
Weiß	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

Version 20.11.2023 Preise zzgl. gesetzlich geltender MwSt., Technische Änderungen vorbehalten