



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Neo XXL** | VR2 € 9.676,-
 Basispreis: **Neo XXL** | R-net € 9.936,-
 Basispreis: **Neo XXL** | verlängerter Sitz | VR2 € 11.184,-
 Basispreis: **Neo XXL** | verlängerter Sitz | R-net € 11.444,-
 HMV-Nr.: 18.50.04.5003 | Max. Belastbarkeit 200 kg

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 450 mm effektiv 400 - 510 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzbreite 520 - 600 mm	234,60
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe variabel 420 - 510 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.637,-
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) manuell	<input checked="" type="radio"/>
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="radio"/>
Komfortsitz nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen	642,30
Recarositz keine elektrischen Verstelloptionen beim Sitz und Rücken möglich	3.430,-
Rücken	
Rückenhöhe 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	2.276,-
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) manuell	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	175,60
Kopfstütze	164,70
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Beinstützen manuell verstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht mit Längenausgleich, manuell Stk. links rechts nur mit Wadenpolster bestellbar	554,80
Wadenpolster für waagrecht verst. Beinstützen Stk.	159,-
Elektrisch waagrecht verstellbare Beinstützen Stk. links rechts nur mit R-Net Steuerung bestellbar	1.475,-
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Motor und Batterie	
Reichweite max. 40 km	<input checked="" type="radio"/>
Max. Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12V / 60 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24V / 8 A	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker LED STVZO	<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult	
rechts montiert	<input checked="" type="radio"/>
links montiert	49,60
abschwenkbar und längeneinstellbar links rechts	131,50
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.035,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	1.423,-
Software Paket: Software, Kabel (VR-2)	572,-
Software Paket: Software, Kabel (R-net)	577,40
Bereifung	
Vorder- und Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 3.00 - 4, Luft Hinterräder 3.00 - 8, Luft	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Pannensichere Bereifung RolkoFill	606,30
Umbau Luft Bereifung Blockprofil	255,-
Umbau Pannensichere Bereifung Blockprofil RolkoFill	1.048,-
Radspritzschutz hinten Paar nicht in Verbindung mit Blockprofil	341,70
Zubehör	
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Transportbefestigung	<input checked="" type="radio"/>
Beckengurt	81,40
Stockhalter	64,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	58,80
Halter für Rückspiegel komplett	81,40
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis