



Firma:

Kunden-Nr.:

Kommission:

Datum:

Kostenvoranschlag

Bestellung

Basispreis: **VIA**

€ 3.456,-

Modellnummer: **8600**

Max. Benutzergewicht: **120 kg**

HMV-Nr.: 18.46.06.0004

Sitz	€
Sitzbreite 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Rückenhöhe 560 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebebügel	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile	
Armlehnen mit Armpolster (320 x 55 mm L x B)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung	
Vorderräder 8" PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterräder 12,5" Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstützen	
Fußplatten hochklappbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterschenkellänge 440 mm (490 mm mit Sitzkissen)	<input checked="" type="checkbox"/>

Steuerung	€
PG – VSI 50 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Halter für Begleitersteuerung*	51,50
Best. Nr. 5000017396	
Geschwindigkeit	
6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	
2x 180 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	
24 V / 20 Ah Lithium-Ionen, 450 Wh	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 2,5A	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Stockhalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

*Die vorhandene Steuerung kann mit Hilfer dieses Halters an der Haltestange befestigt werden.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis