

**Firma:**Basispreis: **Centuro Mini**

€ 1.799.-

Kommission:

Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Motor 6 km/h - Reichweite ca. 15 km	●
Batterie 2 x 12 V / 12 Ah	●
Ladegerät 3 A	●
Räder 8" PU	●
Bodenfreiheit 55 mm	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 12° 21 %	●
Wendebereich 1500 mm	●
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremse elektromagnetisch	●
Lenker ergonomisch	●
Lenksäule verstellbar	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED Anzeige	●
Hupe	●
Scheinwerfer LED	●
Ablagefach unter Lenker	●

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Stadionsitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	●
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Rückspiegel links* Best. Nr. 8162813000	20,50
Rückspiegelhalter links Best. Nr. 8162815000	3,-
Rückspiegel rechts* Best. Nr. 8162814000	20,50
Rückspiegelhalter rechts Best. Nr. 8162815000	3,-
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000	140,50
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000	247,10
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000	53,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000	55,64
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000	227,60
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	○

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis