



Firma:

Basispreis: **Centuro S1 | 6 km/h**

€ 2.693.-

Kommission:

HMV: 18.51.05.1044 | Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 30 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 80 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 2050 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 10" Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und elektrische Ausstattung	
Motor 6 km/h, 550 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/35 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 3 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegelhalter links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel rechts* Best. Nr. 8162814000	20,50
Rückspiegelhalter rechts Best. Nr. 8162815000	3,-
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen) Best. Nr. 8162881000	79,00
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000	105,70
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis