



Firma:

Basispreis: **Centuro S4** | 6 km/h

€ 3.568,-

Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h

€ 4.311,-

Kommission:

Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 115 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 1690 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 12" Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und elektrische Ausstattung	
Motor 6 km/h, 550 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 700 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Best. Nr. 2 x 8530700000	(2 Stk.) 288,30
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitz und Rücken	
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitz XL drehbar, höhenstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	165,-

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegelhalter links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel rechts* Best. Nr. 8162814000	20,50
Rückspiegelhalter rechts Best. Nr. 8162815000	3,-
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000	140,50
Stockhalter für 2 Gehstöcke für Montage am Sitzrahmen Best. Nr. 8162881000	79,00
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000	247,10
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000	53,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000	55,64
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000	227,60
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich** Best. Nr. 8166730000	27,70
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000	105,70
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="radio"/>

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

**In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis