

Firma:

Basispreis: **Pyro Light Optima XL ohne TBB**

€ 1.746,-

Basispreis: **Pyro Light Optima XL mit TBB**

€ 2.015,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.3032 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen


Sitz	€
Sitzbreite in mm 520 550 580	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	52,10
425 450 475	52,10
Sitztiefe 450 mm (Standard) einstellbar 450 – 500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Höhe 7 cm	
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800089000	34,-
Sitzbreite 550 mm Best. Nr. 9800097000	46,-
Sitzbreite 580 mm Best. Nr. 9800098000	34,-
Sitzkissen Höhe 5 cm	38,90
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800085000	46,-
Sitzbreite 550 mm Best. Nr. 9800087000	46,-
Sitzbreite 580 mm Best. Nr. 9800088000	46,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 – 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze nicht für Sitzbreite 580 mm verfügbar SB 520 mm SB 550 mm Best. Nr. 9802900000	215,-
Schieberohre höhenverstellbar Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Best. Nr. 1330333000	34,80
BW-Beinstütze	
links Best. Nr. 1352351003	123,10
rechts Best. Nr. 1352350003	
Amputationsbeinstütze	
links Best. Nr. 1352371001	179,60
rechts Best. Nr. 1352370001	
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	<input checked="" type="radio"/>
Greifreifenüberzug 24" Paar Best. Nr. 9800066000	125,80
Speichenschutz transparent 24" Best. Nr. 9800054000	165,80
Radstandverlängerung Best. Nr. 1270841000	69,50
Einhandantrieb nur ohne TBB	
links für SB 520 Best. Nr. 5000017646	649,-
rechts für SB 550 Best. Nr. 5000017645 für SB 580: nicht verfügbar	
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück Best. Nr. 0009677000	26,30
Einhandbremse mechanisch	
links Best. Nr. 9000611000	101,40
rechts Best. Nr. 9000610000	
Zubehör nächste Seite	

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis



BESTELLFORMULAR

PYRO LIGHT OPTIMA XL

Leichtgewichtrollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset (z. Zt. nicht lieferbar) bis einschl. SB 550 mm möglich	2.783,-
Montagelehre für Togo Best. Nr. 8010199000	216,80
Teleskoprohre lang Togo-Montage an SB 550 mm* Satz Best. Nr. 1x8010115000; 1x8010114000; 2x8010116000	203,-
Ankipphilfe	<input checked="" type="checkbox"/>
Kippschutzrollen Best. Nr. 1270845000	100,10
Beckengurt XL Best. Nr. 9800017000	35,30
Stockhalter Best. Nr. 9800030002	27,10
Therapietisch SB 520 SB 550 Best. Nr. 9800008000 SB 580: nicht verfügbar	245,90
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

* für die SB 550 mm werden diese längeren Teleskoprohre benötigt.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis